

Pasos útiles para los usuarios nuevos

Acostumbrarse a escuchar con audífonos requiere práctica y paciencia. Estos consejos rápidos deberían ayudar a acelerar el proceso:

- Úselos en casa en un ambiente tranquilo durante los primeros días.
- Practique mantener una conversación con su cónyuge o un ser querido.
- Lea en voz alta de diez a quince minutos diarios.
- Úselos solamente unas pocas horas cada día durante las primeras dos semanas.
- Tómese descansos cuando esté cansado.
- Haga ejercicios de rehabilitación de la audición en línea (el profesional de la audición puede recomendar algunos).
- Establezca expectativas realistas. Los audífonos no le normalizarán la audición, pero le permitirán oír nuevamente con mayor facilidad y de un modo mucho más agradable.




Starkey Laboratories Colombia Ltda.
Carrera 13 # 94a-25 Oficina 504
Tel. PBX 6360022 - sin costo 018000517827
Bogotá- Colombia

© 2012 starkey Hearing Technologies. Derechos reservados.
85404-057 12/14 BROCO324-00-LS-EX

Qué esperar de sus audífonos

Cómo ayudan y qué puede
hacer usted para sacarles
el máximo provecho.





cambie su percepción y prepárese para cambiar su vida

La mayoría de las personas no sabe qué esperar de los audífonos. Las percepciones erróneas y la experiencia de otras personas con dispositivos analógicos voluminosos, sigue influyendo en la forma de pensar acerca de todos los audífonos.

Sin embargo, los audífonos han cambiadrásticamente desde hace una generación, desde su aspecto externo hasta la tecnología interna, lo que los ha hecho muchísimo más atractivos y eficaces.

Este folleto lo ayudará a establecer las expectativas acerca del rendimiento de sus audífonos nuevos, cómo suenan, cómo se sienten y cómo funcionan.

cómo

deberían sonar

Acostumbrarse a utilizar sus audífonos nuevos es un proceso diferente para cada persona (a veces, toma de dos a tres meses). Pero una vez que lo logre, debería notar una gran diferencia en cómo suena el mundo.

- Debería mejorar su capacidad de oír y comprender a los demás.
- Las voces de otras personas no deberían sonar distorsionadas, estridentes, metálicas, agudas, retumbantes ni apagadas.
- El sonido de su propia voz debería ser "normal" y no sonar como si estuviera en un barril.
- La intensidad y la calidad de los sonidos familiares deberían ser nítidos, fuertes y claros, y no sordos ni irritantes.
- En una sala llena de gente que habla al mismo tiempo, el sonido debería ser fuerte, pero no ensordecedor.
- Usar audífonos en ambos oídos debería ayudarlo a identificar la ubicación de un sonido o una voz.
- La audición y la comunicación en los ambientes tranquilos (la casa, el trabajo, el consultorio del médico) debería mejorar.
- Su capacidad para oír y entender el habla en ambientes con ruido de fondo (restaurantes o cenas, por ejemplo) debería mejorar.
- Sus audífonos deberían ayudarlo a entender el habla en ambientes más grandes donde hay reverberación (salas de conferencias, iglesias, salas de cine).
- Los sonidos fuertes (sirenas, ruidos del tráfico y de obras en construcción) no deberían ser incómodos, pero debería oírlos claramente.

Cinco consejos para aprovechar aún más sus audífonos

- 1** Si usa audífonos direccionales, debe sentarse de frente a la pared con el ruido del restaurante detrás suyo.
- 2** Llévelos al profesional de la audición para la limpieza y el mantenimiento regulares.
- 3** Asegúrese de tener a mano pilas nuevas.
- 4** Cuando no los use, apague los audífonos o retire las pilas.
- 5** En los lugares públicos donde hay estímulos acústicos (teatros o salas de conferencias), lo mejor es sentarse adelante y en el medio de la sala, donde la acústica es mejor.

Si tiene preguntas sobre sus audífonos, hable con un profesional del cuidado de la audición.