

# Micrófono Remoto +

MANUAL DE OPERACIONES



---

Vista general . . . . .	2
Uso básico . . . . .	6
Uso diario . . . . .	8
Uso del Micrófono Remoto + . . . . .	10
Sincronización con los audífonos . . . . .	11
Sincronización con dispositivos Bluetooth. . . . .	13
Uso del botón modo de entrada . . . . .	14
Micrófono Remoto. . . . .	14
Bluetooth para teléfono y audio . . . . .	15
Sistema bucle telefónico . . . . .	17
Sistema FM . . . . .	17
Línea de entrada . . . . .	17
Iniciar/Detener la transmisión de audio. . . . .	18
Ensamblaje del adaptador de corriente . . . . .	19
Guía para la solución de problemas. . . . .	20
Información de seguridad . . . . .	23
Notificaciones Reguladoras . . . . .	26

Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + está diseñado para transmitir audio desde diferentes fuentes de audio directamente a sus audífonos inalámbricos 2.4 GHz.

Cuando lo utiliza un orador a distancia en ambientes ruidosos, las funciones del Micrófono Remoto + es un dispositivo auditivo asistente. El Micrófono Remoto + también puede interactuar con las siguientes fuentes de audio:

- Perfil Bluetooth A2DP (por ejemplo, música)
- Perfil Bluetooth manos libres (llamadas telefónicas)
- Sistemas bucle telefónico
- Sistemas FM
- Línea de entrada de audio


**Transmisión** – Audio o sonido transmitido de manera inalámbrica desde el Micrófono Remoto+ directamente a sus audífonos.

### Contenido del empaque

- Micrófono Remoto+
- Adaptador de corriente
- Cable USB a microUSB
- Manual de operaciones

### Accesorios opcionales

- Receptor FM Europa
- Cable de línea de entrada (parte #91259-000)
- Cordón (parte #91324-000)



- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Botón multifuncional    | 6. Modo de entrada LEDs  |
| 2. Indicador de estado LED | 7. Botón modo de entrada |
| 3. Micrófonos              | 8. Conector microUSB     |
| 4. Conector receptor FM    | 9. Botones de volumen    |
| 5. Clip                    |                          |

## Vista general

### 1. Botón multifuncional

- Controla el estado operacional del Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto +

### 2. Indicador de estado LED

- Identifica el estado operacional del Micrófono Remoto+

LED	ESTADO OPERACIONAL
Apagado	La corriente está desconectada
Parpadeo verde lento	La corriente está conectada pero no hay una conexión Bluetooth activa
Parpadeo azul lento	La corriente está conectada y hay una conexión Bluetooth activa
Parpadeo rojo lento	Pila baja
Rojo sólido	Posible estado de error

### 3. Micrófonos

- Capta la voz del orador durante el uso del micrófono remoto
- Capta su voz durante las llamadas telefónicas por Bluetooth

### 4. Conector receptor FM




- Acepta receptores FM Europa

### 5. Clip

- Fija el Micrófono Remoto+ a la ropa o al cordón

### 6. Modo de entrada LEDs

- Identifica la fuente de audio

ICONO	FUENTE DE AUDIO
	Micrófono Remoto (consulte la página 14)
	Bluetooth para teléfono y audio (consulte la página 15)
<b>T</b>	Bucle telefónico (consulte la página 17)
	Sistema FM (consulte la página 17)

### 7. Botón modo de entrada

- Cambia la fuente de audio

### 8. Conector microUSB

- Recarga por medio del cable USB a microUSB
- Reproduce la línea de entrada de audio por medio del cable opcional

### 9. Botones de volumen

- Ajusta el volumen de transmisión

**Sugerencia:** El volumen de transmisión también se puede ajustar por medio de la aplicación Control Auditivo Thrive, del Starkey Hearing Technologies Control Remoto y/o de los controles del usuario de los audífonos. Revise el manual de operaciones de su audífono o contacte a su profesional de la audición para obtener detalles de su sistema de instalación en particular.

## Uso básico

1. Para encender el Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto+ presione el botón multifuncional por 2 segundos y suéltelo cuando el LED verde aparezca.



1

2. Asegúrese de que sus audífonos estén encendidos.

• **Nota:** Antes de transmitir audio por primera vez, necesita sincronizar sus audífonos con el Micrófono Remoto+. Consulte **sincronización con los audífonos** en la página 11.

3. Para comenzar con la transmisión de audio,
  - Abra Control Auditivo Thrive y seleccione Iniciar transmisión desde la pantalla Accesorios.

• Consulte **Iniciar/Detener la transmisión de audio** en la página 18 para ver opciones adicionales.

4. Para cambiar la fuente de audio, presione y suelte el botón modo de entrada. Repita hasta que alcance el modo de entrada deseado.



4

5. Para acceder al audio desde un dispositivo Bluetooth, debe estar conectado con el Micrófono Remoto + (señalado por el indicador de estado LED de parpadeo azul lento).




• **Nota:** Antes de transmitir audio con el Bluetooth por primera vez, sincronice su dispositivo Bluetooth con el Micrófono Remoto +. Consulte **sincronización con los dispositivos Bluetooth** en la página 13.



5

6. Para ajustar el volumen de transmisión, presione el botón + o -



6

7. Para detener la transmisión, realice una de las siguientes acciones:

- Apague el Micrófono Remoto +.
- Abra Control Auditivo Thrive y seleccione Detener transmisión desde la pantalla Accesorios.
- Consulte **Iniciar/Detener la transmisión de audio** en la página 18 para ver opciones adicionales.

## Uso diario

### Encender

Presione el botón multifuncional por 2 segundos y suéltelo cuando el LED ilumine.



### Apagar

Presione el botón multifuncional por 2 segundos y suéltelo cuando el LED se apague.



### Pila baja

LED parpadea lentamente rojo. Proporciona un tono audible indicador en los audífonos cada 5 minutos.




### Recarga de pila

Conecte el extremo del cable microUSB de carga al conector microUSB en el Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto +.



Conecte el extremo del cable de carga USB al conector hembra USB en el adaptador de corriente adjunto.




## Estado de recarga

Potencia	Estado de carga	LED
Apagado	Recargando	Verde sólido
Apagado	Completo	Apagado
Encendido	Recargando	Verde sólido interrumpido brevemente por otros estados de comportamiento LED
Encendido	Completo	Apagado

**Sugerencia:** Recargar el Micrófono Remoto + puede tomar más tiempo si está transmitiendo audio. La recarga será más rápida cuando el Micrófono Remoto + esté apagado.

## Uso del Micrófono Remoto +

Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + puede adherirse a la ropa o se puede utilizar con un cordón. Cuando su fuente de audio es el Micrófono Remoto + o un dispositivo Bluetooth en modo teléfono, el Micrófono Remoto + debe estar a 8 pulgadas (20cm) de la boca del orador.



**Clip** – Presione el clip como se muestra. Deslice la apertura del clip hacia la ropa y suelte el clip. Asegúrese de que el Micrófono Remoto + esté fijo de manera segura en la ropa.



**Cordón (opcional)** –

1. Presione el clip como se muestra.
2. Inserte el anillo del cordón en la apertura del clip y levante el anillo hacia la parte de arriba del clip. Suelte el clip. Asegúrese de que el cordón esté fijo de manera segura en el Micrófono Remoto +.
3. Póngase el cordón alrededor del cuello.



## Sincronización con los audífonos

Para que el Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + interactúe con su(s) audífono(s), primero debe sincronizar el Micrófono Remoto + con cada audífono. Solo necesita realizar esta acción una vez, ya que se deben reconocer automáticamente entre sí cuando los dos estén encendidos y dentro del rango de operación inalámbrico.\*

Para sincronizar el Micrófono Remoto + con su(s) audífono(s):

1. Asegúrese de que sus audífonos no estén conectados con dispositivos Bluetooth cercanos. Para hacer esto,
  - Desactive en Bluetooth en su teléfono móvil.
  - Apague cualquier accesorio Starkey Hearing Technologies TV o Micrófono Remoto +, que haya sincronizado anteriormente con sus audífonos.
2. Apague y luego prenda sus audífonos.

- **Nota:** Para un sistema de audífonos CROS, apague su audífono y Transmisor CROS. Encienda solo su audífono, asegurando que el transmisor CROS permanezca apagado.



\*El rango de operación normal es de hasta 10 metros (~30 pies). El rango de operación se puede reducir debido a factores ambientales, como obstrucciones, interferencias, y la posición del cuerpo humano. Se pueden alcanzar amplias distancias operacionales, aunque la calidad del audio y la conectividad pueden disminuir.

- Ubique sus audífonos a 6 pulgadas (15 cm) del Micrófono Remoto +.
- Presione los botones modo de entrada y subir volumen (+) de manera simultánea por 7 segundos hasta que el indicador LED de estado ilumine azul y rojo de manera alterna.
- Para los **dos** audífonos:

Primera iluminación del LED	Segunda iluminación del LED	Resultado de la sincronización	Siguiente paso
1	2	Los dos audífonos están sincronizados	Completo
1	2	Solo se sincronizó un audífono	Repita pasos 1 – 5
1	n/a	No hay audífonos sincronizados	Repita pasos 1 – 5

- Para un **solo** audífono:

Iluminación del LED	Resultado de la sincronización	Siguiente paso
1	Exitoso	Completo
1	Sin éxito	Repita los pasos 1 – 4 y 6

## Sincronización con dispositivos Bluetooth

Para que el Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + reciba de manera inalámbrica audio desde su dispositivo Bluetooth, primero debe sincronizarlos:

- Asegúrese de que el Micrófono Remoto + esté encendido y no esté conectado a otros dispositivos por medio del Bluetooth (el LED verde iluminará de manera lenta).



- Presione los botones modo de entrada y bajar volumen (-) de manera simultánea por 7 segundos hasta que el indicador LED de estado ilumine azul de manera rápida.



- Coloque su dispositivo Bluetooth en modo sincronización. Cuando aparezca el Micrófono Remoto +, selecciónelo.

• **Nota:** Revise la guía de operaciones de su dispositivo Bluetooth para obtener más detalles.



- El LED del Micrófono Remoto + proporciona el estado de sincronización:

- Exitoso - LED verde por 2 segundos
- Sin éxito - LED rojo por 2 segundos



## Uso del botón modo de entrada

### Ver fuente de audio actual

Si el LED del modo entrada está apagado, presione el botón para iluminar temporalmente el LED.



### Cambiar a una fuente de audio diferente

Mientras el LED del modo entrada está iluminado, presione el botón para avanzar a la siguiente fuente de audio disponible.



## Micrófono Remoto

Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + optimiza automáticamente los ajustes de micrófono con base en la orientación física.



### Se enfoca en una persona cuando hay ruido de fondo

Cuando lo utiliza un orador, el Micrófono Remoto + automáticamente le da prioridad al sonido que se produce desde arriba mientras reduce los niveles de sonido desde otras direcciones.



### Escuche a varios oradores cercanos en ambientes silenciosos

Cuando lo coloca horizontalmente sobre su clip, recibe sonido de todas las direcciones



## Bluetooth para teléfono y audio

**Realice llamadas telefónicas (Perfil manos libres) (A)** Usted escucha la llamada telefónica en sus audífonos. (B) Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + capta su voz y la transmite de vuelta al teléfono móvil.



**Escuche música (Perfil A2DP)** Usted escucha el audio transmitido en sus audífonos.



### Funcionalidad general del Bluetooth

<b>Sincronización con dispositivos Bluetooth</b>	El Micrófono Remoto + se puede sincronizar con hasta 8 dispositivos Bluetooth.
<b>Conexión con dispositivos Bluetooth</b>	Cuando los dos estén prendidos y dentro del rango operacional inalámbrico, el Micrófono Remoto + y el dispositivo Bluetooth se deben <i>conectar automáticamente</i> y el indicador LED de estado parpadea lentamente azul. El Micrófono Remoto + se puede conectar con hasta 2 dispositivos Bluetooth.
<b>Escuchar música (u otro audio transmitido)</b>	Asegúrese de que su modo de entrada es Bluetooth en el Micrófono Remoto +. Reproduzca el audio en su dispositivo Bluetooth y automáticamente se dirigirá a sus audífonos.

## Características de llamadas telefónicas

<b>Cambia a fuente de audio Bluetooth</b>	Cuando el Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + detecta una llamada telefónica entrante o saliente, <i>automáticamente cambia</i> a una fuente de audio Bluetooth.
<b>Aceptar llamada entrante</b>	Cuando escuche el tono de llamada en sus audífonos, presione brevemente el botón multifuncional.
<b>Rechazar llamada entrante</b>	Cuando escuche el tono de llamada en sus audífonos, presione el botón multifuncional por más de dos segundos. Suelte el botón después de que el tono de llamada pare.
<b>Finalizar llamada</b>	Durante una llamada telefónica activa, presione brevemente el botón multifuncional.
<b>Transfiera llamadas entre el teléfono móvil y el Micrófono Remoto +</b>	Durante una llamada telefónica activa, presione el botón multifuncional por más de 2 segundos. Esto le permite realizar la llamada directamente en el teléfono. Presione de nuevo el botón por más de 2 segundos para devolver la llamada al Micrófono Remoto +.
<b>Realice una llamada saliente</b>	Marque el número telefónico en su dispositivo Bluetooth. La llamada telefónica se dirigirá automáticamente a sus audífonos.




## T Sistema bucle telefónico

Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + puede recibir audio desde un sistema bucle telefónico (disponible en algunos edificios públicos). Utilizar el Micrófono Remoto + de manera vertical brinda un mejor desempeño. En este modo, el Micrófono Remoto + desactiva las conexiones Bluetooth. El Micrófono Remoto + intentará restablecer la conexión Bluetooth hasta salir de este modo. Puede que sea necesario volver a conectarlo de manera manual. *Revise la guía de operaciones de su dispositivo Bluetooth para obtener más detalles.*




## FM Sistema FM

Cuando un transmisor FM *opcional* está conectado al conector Europeo, Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + puede recibir audio desde un sistema FM. En este modo, una persona puede usar el Micrófono Remoto + o colocar el Micrófono Remoto + en una superficie estable cercana.



## 🎵 Línea de entrada

Cuando un cable de línea de entrada *opcional* está conectado por medio de un conector microUSB, Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + puede obtener audio desde un teléfono móvil, reproductor MP3, tableta o computadora



sin el Bluetooth activo. En este modo, el usuario típicamente ubica el Micrófono Remoto + sobre una superficie estable cercana.

## Iniciar/Detener la transmisión de audio

La transmisión de audio desde Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + se puede iniciar (o detener) de muchas maneras:

- **Encienda el Micrófono Remoto +:** La transmisión de audio automáticamente inicia en un audífono.
- **Control Auditivo Thrive:** Abra la aplicación en su teléfono móvil o tableta. Seleccione la opción iniciar/detener transmisión desde la pantalla Accesorios.
- **Starkey Hearing Technologies Control Remoto:** Si está preconfigurado por su profesional de la audición, presione el botón Favorito. 
- **Control del usuario del audífono:** Si está preconfigurado por su profesional de la audición, un gesto específico (p.ej., presión larga o botón de pulsar) puede iniciar/detener la transmisión.

La transmisión de audio también se detendrá cuando:


- Una señal de audio entrante no es detectada mientras está en el modo de entrada Bluetooth.
- El Micrófono Remoto + está apagado.

Se puede escuchar un indicador de audio en sus audífonos como señal de iniciar/detener la transmisión de audio.

## Ensamblaje del adaptador de corriente


Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + puede incluir varias configuraciones de conectores para utilizar en diferentes países. Si el adaptador de corriente necesita ensamblaje:

1. Seleccione la configuración de conector adecuada que se utiliza en su ciudad.




1

2. Deslice el conector en el adaptador de corriente hasta que cierre en su lugar.



2

3. Para remover el conector, presione la pestaña y deslice el conector hacia afuera del cable.



3

## Guía para la solución de problemas

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Uno (o los dos) audífonos dejaron de transmitir audio inesperadamente.	Los audífonos pueden estar al límite del rango inalámbrico.	Acérquese al Micrófono Remoto +.
	El nivel de la pila en el audífono está muy bajo para transmitir audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reemplace la pila del audífono con una nueva.</li> <li>• Recargue su audífono, si aplica.</li> </ul>
	Un objeto grande, como un mueble o una pared, puede estar deteriorando la señal.	Para tener un mejor desempeño, sus audífonos deben estar dentro del campo visual del Micrófono Remoto +.
	Se perdió la conexión inalámbrica con el Micrófono Remoto +.	Para reiniciar la transmisión de audio, siga los pasos que están en la sección <i>Iniciar/Detener la transmisión de audio</i> .
La calidad del audio transmitido está distorsionada.	Nivel de pila bajo en el Mic Remoto +.	Recargue el Mic Remoto +.
	El volumen de la fuente de audio no es óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta que la mejor calidad de sonido se logre.
La calidad del audio transmitido es inconsistente.	<u>Modo Bluetooth</u> : El dispositivo Bluetooth puede estar al límite del rango inalámbrico.	Acercue el dispositivo Bluetooth al Micrófono Remoto +.
	<u>Modo bucle telefónico</u> : Puede que el Micrófono Remoto + no esté en la posición adecuada para una transmisión óptima.	Ubique de nuevo el Micrófono Remoto + en una posición vertical.

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
La transmisión de audio es muy alta o muy baja.	El volumen de transmisión del Micrófono Remoto + a los audífonos no es óptima.	Presione el botón del volumen + o – en el Micrófono Remoto +.
	El volumen de la fuente de audio no es óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta que la mejor calidad de sonido se logre.
<u>Modo Micrófono Remoto</u> : Difícil escuchar al orador en ambientes ruidosos.	El Micrófono Remoto + puede estar muy lejos del orador.	Acercue el Micrófono Remoto + a la boca del orador.
	El Micrófono Remoto + puede estar cubierto con ropa o en una mala posición.	Brinde un acceso claro desde el Micrófono Remoto + a la voz del orador.
<u>Modo Bluetooth</u> : La persona que llama no puede escuchar su voz durante las llamadas telefónicas.	El Micrófono Remoto + puede estar muy lejos de su boca.	Acercue el Micrófono Remoto + a su boca o hable más fuerte.
<u>Modo bucle telefónico</u> : Las llamadas telefónicas no se escuchan en los audífonos.	Las conexiones Bluetooth con teléfonos móviles están desactivados cuando esté en modo bucle telefónico.	Vaya a otra fuente de audio. Establezca de nuevo su conexión con el Bluetooth, si es necesario.
El LED está iluminando de manera lenta verde o azul, pero no se escuchan sonidos transmitidos en los audífonos.	Los audífonos no están listos para recibir transmisiones de audio.	Para iniciar la transmisión de audio, siga los pasos que están en la sección <i>Iniciar/Detener la transmisión de audio</i> .

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
El LED está iluminando de manera lenta verde o azul, pero no se escuchan sonidos transmitidos en los audífonos.	Los audífonos no están sincronizados con el Micrófono Remoto +.	Siga los pasos que están en la sección <i>Sincronización con los audífonos</i> .
	No hay señales de audio entrante disponibles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encienda la fuente de audio electrónica.</li> <li>Active el sonido o aumente el volumen en la fuente de audio electrónica.</li> <li>Asegúrese de que la secuencia o sistema FM esté presente.</li> </ul>
El LED está rojo sólido.	Posible estado de error.	Apague el Micrófono Remoto +, espere 30 segundos, y luego enciéndalo.
El LED del modo entrada está haciendo intermitencia rápida.	Algo falta en la fuente de audio actual.	Conecte el cable de línea de entrada, conecte el receptor FM, o establezca de nuevo su conexión Bluetooth.
El LED del modo entrada no ilumina.	El LED del modo entrada está apagado para conservar la potencia de la pila.	Presione el Modo entrada para iluminar el LED del modo entrada.
El Modo entrada deseado no está disponible.	Algo falta desde la entrada deseada.	Conecte el cable de línea de entrada, conecte el receptor FM, o establezca de nuevo su conexión Bluetooth.
No se pudo sincronizar con más de un dispositivo Bluetooth.	El Micrófono Remoto +, ya está en una conexión Bluetooth activa.	Siga los pasos que están en la sección <i>Sincronización con dispositivos Bluetooth</i> .
El audio del TV (producto opcional) se perdió inesperadamente mientras el LED ilumina lentamente azul en el Micrófono Remoto +.	Algunos sonidos del dispositivo Bluetooth tienen una prioridad más alta que el audio de Transmisión TV.	Salga del modo de entrada Bluetooth en el Micrófono Remoto +.

## Información de seguridad

### Información requerida



Los residuos de equipo electrónico deben ser manejados según regulaciones locales.

### Instrucciones para desechar dispositivos electrónicos viejos

Starkey Hearing Technologies anima y las leyes de su comunidad local pueden requerir que su Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + sea desechado a través del proceso local para desechar/reciclar dispositivos electrónicos.

Las instrucciones a continuación se proporcionan para el beneficio del personal de desecho/reciclaje. Por favor incluya este manual cuando vaya a desechar su Micrófono Remoto +.

### Solo para el personal de desecho/reciclaje

Este producto contiene una pila de polímero de ión de litio. Para remover esta pila:

- Apague el Micrófono Remoto +.
- Separe las mitades con un destornillador pequeño.
- Corte los cables de la pila desde la tarjeta de circuitos para prevenir un corto circuito accidental.
- Utilice una hoja ancha y plana para retirar la pila de la carcasa.

### Uso

El Micrófono Remoto + es un accesorio para un audífono inalámbrico 2.4 GHz de conducción aérea. Está diseñado como un transmisor de sonido inalámbrico desde varias fuentes de sonido a un audífono de conducción aérea. Cuando lo utiliza un orador a distancia en ambientes ruidosos, funciona como un dispositivo auditivo asistente. También se conecta a señales de bucle, señales FM cuando un receptor FM Europin está conectado, audio analógico line-in y audio Bluetooth estándar.

El Micrófono Remoto + está clasificado como tipo B parte aplicada, bajo el estándar de instrumentos médicos IEC 60601-1.

El Micrófono Remoto + está diseñado para cumplir con los Estándares Internacionales de Compatibilidad Electromagnética más estrictos. Sin embargo, es posible que experimente interferencia causada por disturbios del tendido eléctrico, detectores de metal del aeropuerto, campos electromagnéticos de otros dispositivos médicos, señales de radio y descargas electrostáticas.

El Micrófono Remoto + está diseñado para que se pueda limpiar con un paño humedecido con agua jabonosa.

Si usa otros dispositivos médicos o dispositivos médicos implantables como defibriladores o marcapasos y está preocupado porque su Micrófono Remoto + pueda causar interferencia con su dispositivo médico, por favor contacte a su médico o al fabricante de su dispositivo médico para obtener información sobre el riesgo de disturbio. Su Micrófono Remoto + no debe ser usado durante un procedimiento de Resonancia Magnética (MRI) o en una cámara hiperbárica. Su Micrófono Remoto + no está formalmente certificado para funcionar en atmósferas explosivas, como en minas de carbón o algunas fábricas químicas.

## Uso en aviones

El Micrófono Remoto + no se debe usar en aviones a menos que sea permitido específicamente por el personal del vuelo.

## Uso internacional

El Micrófono Remoto + está aprobado para funcionar en frecuencias de radio que son específicas a su país o región y puede que no estén aprobadas para uso fuera de su país o región.

Sea consciente que su funcionamiento durante viajes internacionales puede causar interferencia con otros dispositivos electrónicos u otros dispositivos electrónicos pueden causar interferencia con su Micrófono Remoto+.

Su Micrófono Remoto + está diseñado para funcionar y ser almacenado dentro de un rango de temperatura de -10°C (14°F) a 45°C (113°F) y un rango de humedad relativa de 10%-95%.

De acuerdo a las regulaciones, es necesario que brindemos las siguientes advertencias:

**ADVERTENCIA:** Se debe evitar el uso del Micrófono Remoto + directamente al lado de otro equipo electrónico porque puede que el desempeño sea inadecuado. Si tal uso es necesario, observe si sus audífonos y el otro equipo están funcionando de manera normal.

**ADVERTENCIA:** El uso de accesorios, componentes o partes de reemplazo diferentes a las suministradas por el fabricante de su Micrófono Remoto + pueden resultar en un aumento de emisiones electromagnéticas y disminuir la inmunidad electromagnética lo que puede resultar en una degradación de desempeño.

**ADVERTENCIA:** Si utiliza un equipo de comunicaciones de radiofrecuencia portátil más cerca de 30 cm (12 pulgadas) desde su Micrófono Remoto + puede que se degrade el desempeño de su audífono. Si esto ocurre, aléjese del equipo de comunicaciones.

Aunque el Micrófono Remoto + no está formalmente certificado (calificación IP) para protección contra el ingreso de polvo o agua, según IEC 60529, ha sido probado al nivel IP 5X. Esto significa que el Micrófono Remoto + está protegido contra el viento.

La pila en su Micrófono Remoto + no es reemplazable. No intente reemplazar la pila. El Micrófono Remoto + no contiene ninguna parte útil para el usuario. No lo abra o modifique.

No conecte el Micrófono Remoto + a ningún dispositivo que no esté descrito en este manual. La vida útil esperada del Micrófono Remoto + de 3 años.

## Descripción técnica inalámbrica

Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + funciona en la banda 2,4- 2,4835 GHz con una potencia efectiva radiada máxima de 8 dBm con un tipo de modulación de transmisión de 1M12FXD y banda ancha de 1,1 MHz. La sección del receptor del radio tiene una banda ancha de 2 MHz.

El Micrófono Remoto + se ha probado con, y ha pasado, las siguientes pruebas de emisiones e inmunidad:

- IEC 60601-1-2 requisitos de emisiones radiadas y conducidas para el dispositivo del Grupo 1 Clase B como se indica en CISPR 11
- Distorsión armónica y fluctuaciones de voltaje que afecten la entrada de potencia de la fuente como se establece en la Tabla 2 de IEC 60601-1-2.
- Inmunidad radiada RF a un nivel de campo de 10 V/m entre 80 MHz y 2.7 GHz así como altos niveles de campo de dispositivos de comunicaciones determinados como se indica en la Tabla 9 de IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a los campos magnéticos de frecuencia eléctrica a un nivel de campo de 30 A/m.
- Inmunidad para niveles ESD de +/- 8 kV de descarga conducida y +/- 15 kV de carga aérea
- Inmunidad a transiciones eléctricas rápidas en la entrada de potencia a un nivel de +/- 2 kV a un ritmo de repetición de 100 Hz.
- Inmunidad a sobretensión de la entrada de potencia de +/- 1 kV de línea a línea.
- Inmunidad a perturbaciones conducidas inducidas por campos RF en la entrada de potencia como se establece en la Tabla 6 de IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a bajones de tensión e interrupciones en la entrada de potencia como se establece en la Tabla 6 de IEC 60601-1-2.

## Notificaciones Regulatoras

FCC ID: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (Modelo 900)


### Notificación FCC/IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC y con los estándares RSS para la exención de licencia de la industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

NOTA: El fabricante no es responsable de cualquier interferencia causada en radio o TV debido a modificaciones no autorizadas hechas en el equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Por medio de la presente, Starkey Hearing Technologies declara que Starkey Hearing Technologies Micrófono Remoto + cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Se puede obtener una copia de la Declaración de Conformidad en las direcciones a continuación y en docs.starkeyhearingtechnologies.com

### Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave. South  
Eden Prairie, MN 55344 USA 

EC REP

Starkey Laboratories (Germany) G.m.b.H  
Weg beim Jäger 218-222  
22335 Hamburg  
Germany



Este dispositivo produce energía de radiofrecuencia. Se puede presentar interferencia en los equipos cercanos marcados con el siguiente símbolo.



Dispositivo clase II



Deseche adecuadamente



Consulte el manual de operaciones







